



**Relaxmedic**

ESPECIALISTA EM CONFORTO

## MASSAGEADOR WIRELESS TOUCH

RM-MP2016A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

---

**Índice**

1. APRESENTAÇÃO .....	3
2. CUIDADOS.....	3
3. LIMPEZA.....	4
4. MODO DE USAR.....	4
5. DETALHES DO PRODUTO.....	5
6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	5
7. TERMOS DE GARANTIA.....	5

## APRESENTAÇÃO

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produtos que vão desde massageadores portáteis e poltronas, até produtos de beleza, higiene e fitness.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

**Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.**

## 1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados do massageador podem aumentar efetivamente sua vida útil.

- Mantenha fora do alcance das crianças.

### **IMPORTANTE:**

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (olhos, rosto e ferimentos).
- Somente para uso adulto.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo devem consultar um médico antes de usar o produto:
  - Com marca-passo
  - Flebite
  - Trombose
  - Gravidez
  - Doenças cardíacas
  - ou desconforto.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

## 2. LIMPEZA

Antes de efetuar a limpeza do seu massageador, desligue o aparelho, retire-o da tomada e deixe-o esfriar.

Recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro para limpeza do aparelho.

## 3. MODO DE USAR

### A) Antes do Uso

Carregue a bateria do seu massageador antes de usar.

- A luz indicativa na fonte carregadora ficará vermelha durante o carregamento e verde com a carga completa. Quando a luz verde aparecer, retire o carregador da tomada.

- Para sua segurança, não utilize o massageador durante o carregamento da bateria.

**Tempo médio de uso do produto: 75 minutos**

**Tempo médio para recarregar a bateria: 2,5 horas**

### B) Sugestão de Uso

1. Aperte o botão "Mode" para escolher dentre os 4 tipos de massagem. Pressione "+" o "-" para selecionar a intensidade do massageador.

**Recomenda-se usar na intensidade baixa e aumentar gradativamente, sempre de forma que a massagem esteja confortável (sem dor).**

### C) Troca dos acessórios

1. Selecione o acessório desejado para a massagem e encaixe no aparelho

2. Ligue o aparelho

4. Posicione o massageador no local desejado e ligue seu massageador

#### 4. DETALHES DO PRODUTO



- 1- Cabo para segurar
- 2- Botão Liga/Desliga
- 3- Controle de intensidade da massagem
- 4- Modos de massagem
- 5- Acessório para massagear braços
- 6- Acessório para massagem intensa em ponto específico
- 7- Acessório de massagem suave
- 8- Acessório de massagem tripla intenso
- 9- Acessório de massagem tripla suave
- 10- Base para apoiar

#### 5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltagem: bivolt

Dimensões: 6 x 8 x 38 cm

Peso: 1,4 kg

Potência 12W

#### 6. TERMOS DE GARANTIA

Este produto tem garantia de 1 ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

---

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência de defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

A GARANTIA SOMENTE É VALÍDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

[www.gruporelaxmedic.com.br](http://www.gruporelaxmedic.com.br)

[suporte@gruporelaxmedic.com.br](mailto:suporte@gruporelaxmedic.com.br)

Tel.: (11) 3393-3688