



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

ORBIT MASSAGE

RM-MP4018A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

APRESENTAÇÃO	2
1. CUIDADOS.....	2
2. LIMPEZA.....	3
3. MODO DE USAR.....	3
4. DETALHES DO PRODUTO.....	5
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	5
6. TERMOS DE GARANTIA.....	5

APRESENTAÇÃO

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produtos que vão desde massageadores portáteis e poltronas, até produtos de beleza, higiene e fitness.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados Podem aumentar efetivamente sua vida útil.

- Mantenha fora do alcance das crianças.

IMPORTANTE:

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (olhos, rosto e ferimentos).
- Somente para uso adulto.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo devem consultar um médico antes de usar o produto:
 - Com marca-passo
 - Flebite
 - Trombose
 - Gravidez
 - Doenças cardíacas
 - ou desconforto.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

2. LIMPEZA

Antes de efetuar a limpeza desligue o aparelho, retire-o da tomada e deixe-o esfriar.

Recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro para limpeza do aparelho.

3. MODO DE USAR

A) Antes do Uso

1. Antes de ligar o aparelho na rede elétrica, verifique se a tensão utilizada é a mesma do seu aparelho (127 V ou 220 V);
2. Selecione o acessório desejado para a massagem e em seguida coloque a rede de proteção;
3. Coloque o plugue na tomada de alimentação e certifique-se que ambos estão firmes;
4. Posicione o massageador no local desejado e ligue seu aparelho girando o botão suavemente no sentido horário;
5. Para desligar, gire o botão no sentido anti-horário até ouvir um click;

B) Sugestão de Uso

1. Escolha a velocidade que deseja usar, deslize suavemente no corpo. **Recomenda-se usar na velocidade baixa e aumentar gradativamente, sempre de forma que a massagem esteja confortável (sem dor).**

C) Troca de acessórios

1. Para efetuar a troca dos acessórios coloque os dedos nas cavidades do produto (imagem 1) e puxe de uma vez só lentamente (imagem 2).



(imagem 1)



(imagem 2)

Importante: Não faça o movimento “vai e volta” (imagem 3) no cabeçote do seu produto, poderá danificá-lo.



(imagem 3)

4. DETALHES DO PRODUTO

5.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltagem: 127 ou 220 V (não é bivolt)

Dimensões: 16 x 16 x 10 cm

Peso: 0,80 kg

6. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual

de instruções;

- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688