



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

BOLSA TÉRMICA GEL SLIPPER

RM-BT0120A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CUIDADOS.....	3
2. LIMPEZA.....	4
3. MODO DE USAR.....	4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	5
5. TERMOS DE GARANTIA.....	7

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para aéreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

Obrigada por escolher a BOLSA TÉRMICA GEL SLIPPER, é ideal para o alívio de dores, inchaço, entorses e contusões. Pode ser aplicada quente ou fria, basta utilizar o micro-ondas ou freezer. Adapta-se perfeitamente aos pés.

- Bolsa quente ou fria
- Muito prático

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil;

- NÃO É PERMITIDO CAMINHAR COM O PRODUTO.
- Pessoas com diabetes, doenças circulatórias, infecção, doenças de pele, sensibilidade ao calor ou frio devem consultar um médico antes de usar.
- Não coloque peso extra sobre o produto.
- Não engula. Se o conteúdo for ingerido, beba vários copos de água e entre em contato imediatamente com um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais de estimação.
- O uso por crianças, idosos ou pessoas incapacitadas é perigoso; monitorar para insensibilidade à temperatura do produto.
- Não se aplica em feridas abertas.
- Se o conteúdo for exposto à pele ou aos olhos, enxágue abundantemente e consulte um médico.
- Descartar se perfurado ou vazando. Não use o produto com pomadas, cremes ou analgésicos tópicos.

AVISO: Não ficar com o peso sob o produto. Use a bolsa somente sentado ou deitado.

IMPORTANTE:

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o produto
- Não utilize o produto em pessoas com problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não coloque o produto diretamente no micro-ondas, siga as instruções em: B) Sugestão de Uso – Quente.
- Não use na pele, inflamada ou com erupções cutâneas.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos abaixo devem consultar um médico antes de usar o produto:
 - Flebite
 - Trombose
 - Diabetes
 - ou desconforto.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O fabricante não será responsável pelo uso indevido do produto.

2. LIMPEZA

Para efetuar a limpeza, tenha a bolsa em temperatura ambiente.

Recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza.

3. MODO DE USAR

A) Sugestão de Uso - Frio

(Instruções de resfriamento com base em chinelos condicionados à temperatura ambiente.)

1. Coloque os chinelos na bolsa fornecida e coloque-os no freezer por 90 minutos.
2. Remova os chinelos do freezer e teste a temperatura, verifique se a temperatura está confortável.
3. Se a temperatura for aceitável, coloque os chinelos nos pés e permaneça sentado durante a aplicação.
4. Se a temperatura estiver muito baixa, remova os chinelos e aplique novamente quando a temperatura estiver confortável.

Você também pode usar meias finas enquanto usa os chinelos para obter proteção adicional.

5. Coloque na bolsa fornecida e guarde no freezer para uso futuro em aplicação fria.

NOTA: NÃO aplique por mais de 20 minutos.

A) Sugestão de Uso - Quente

(Instruções de aquecimento com base em um micro-ondas de 1.200 watts.)

1. Limpe o micro-ondas antes de usar.
2. Os chinelos devem estar em temperatura ambiente antes do uso do micro-ondas.
3. Distribua o gel uniformemente e coloque os chinelos nivelados, lado a lado no micro-ondas.
4. Aqueça na potência máxima por 30 segundos.
5. Remova, amasse bem para distribuir uniformemente o calor e verifique a temperatura desejada.
(A temperatura continuará subindo um pouco.)
6. Se os chinelos estiverem muito quentes, remova dos pés e aplique novamente quando a temperatura for aceitável. Você pode usar também meias finas ao usar os chinelos para obter proteção adicional.
7. Para obter calor adicional, retorne ao micro-ondas e aqueça por mais 30 segundos. Monitore os chinelos durante o aquecimento, pois o aquecimento excessivo pode causar ruptura e vazamento.
8. Se a temperatura for aceitável, coloque os chinelos nos pés e permaneça sentado durante a aplicação.
9. Coloque na bolsa fornecida e guarde em temperatura ambiente para uso futuro em aplicação quente.

NOTA: NÃO aplique por mais de 20 minutos.

4 . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 13,5 x 30,5 cm

Peso: 840g

Garantia: 90 dias

BOLSA TÉRMICA RELAXMEDIC

Fabricado Por:

Nome Técnico: Bolsas (de Água, Silicone, Gel, Gelo e Outras)



Modelo: RM-BT0120A - Bolsa Térmica Gel Slipper

WUHAN PAKCARE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.

Apresentação / Conteúdo: Caixa de transporte com 16 unidades de embalagem primária. Cada embalagem primária contém produto unitário.

C-29, Jiahai Industry Park,

Panlongcheng Economic

Development Zone.Wuhan 430312 - China

Composição: 75% água purificada, 30% glicerina e 5% carboximetilcelulose de sódio.

Importado Por:

PRODUTO NÃO ESTÉRIL.



Condições de Armazenamento, conservação, manipulação e precauções: A Bolsa Térmica da Relaxmedic pode ser armazenada tanto na geladeira como no freezer, ou em local de temperatura ambiente, protegido da umidade.

RELAXMEDIC IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.

Avenida Marquês de São Vicente, 1619 –

26º andar - Sala 2608

Barra Funda, São Paulo-SP

CEP: 01139-003

CNPJ: 05.638.557/0001-76

TEL.: (11) 3393 3688

Site: <http://www.gruporelaxmedic.com.br>

Condições de transporte: Durante o transporte do produto, mantê-lo em temperatura ambiente ao abrigo de umidade.



Registro Anvisa Nº: 81017930004

Validade: Indeterminada

Data de Fabricação: XX/XX/XX

Lote: XX/XXXX

FERNANDA SANTOS SILVA

Responsável Técnico

CRQ/SP 04466320

5. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **03 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688