



Relaxmedic
ESPECIALISTA EM CONFORTO

ORAL CLEANING

RM-IO6300A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CUIDADOS.....	3
2. LIMPEZA.....	4
3. MODO DE USAR.....	5
4. DETALHES DO PRODUTO.....	6
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	6
6. TERMOS DE GARANTIA.....	7

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para aéreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil;

- **Nunca** encha o reservatório com água quente, somente fria ou morna. Algumas gengivas podem ser muito sensíveis à água quente ou fria.
- Nunca ligue o aparelho antes de colocar o bico na sua boca
- Nunca pressione o bico com muita força contra seus dentes ou gengivas
- Nunca use este aparelho para limpar outras partes do corpo tais como orelhas ou olhos
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante;
- Mantenha o aparelho sempre em um lugar seguro contra quedas;
- Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados e qualificados, para evitar assim situações de risco;
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, com pouca experiência sobre o produto, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança;
- Não abandone o aparelho enquanto estiver ligado.

IMPORTANTE:

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (olhos, rosto e ferimentos).
- Somente para uso adulto.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo devem consultar um médico antes de usar o produto:
 - Gengivite
 - Implantes Dentários
 - Herpes
 - Aftas
 - Mucocele
 - Inflamação bucal
 - Desconforto
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

2. LIMPEZA

- Desligue o aparelho, remova o reservatório de água azul deslizando-o para baixo e retire o bico do irrigador.
- Lave o reservatório com água morna. Limpe o compartimento branco com um pano úmido. Nunca use produtos de limpeza corrosivos ou abrasivos, pois podem danificar o aparelho.
- Tome bastante cuidado ao lavar os encaixes da mangueira do reservatório.
- Nunca mergulhe o aparelho na água
- Após a lavagem, seque o aparelho com um pano seco

3. MODO DE USAR

A) Sugestão de Uso

- Conecte o bico do irrigador na parte superior do aparelho
- Encha o reservatório de água fria ou morna (até 40°C) levantando a tampa articulada na parte superior da unidade, feche-o com firmeza quando o reservatório de água azul na parte de baixo estiver cheio.
- Coloque o bico do irrigador dentro de sua boca e incline-se sobre uma pia ou bacia. Segure o aparelho na posição vertical com o bico direcionado aos seus dentes.
- Suavemente, empurre o interruptor para cima até encaixar na posição "High" ("Alta") ou "Low" ("Baixa") intensidade. A bomba começará a funcionar. Recomendamos começar com a intensidade "Low" ("Baixa") e passar para "High" ("Alta") quando as gengivas se acostumarem com os jatos.
- Você pode girar o bico para alcançar todas as áreas da boca. Mantenha sua boca ligeiramente aberta para melhorar o fluxo de saída da água.
- Segure o aparelho na posição vertical. Não vire o irrigador de cabeça para baixo, pois isso interromperá o bombeamento da água do reservatório.

IMPORTANTE

Se na primeira utilização do produto, o jato de água não sair, faça uma sucção com a boca no bico direcionador, com o aparelho ligado, até que o fluxo se normalize.

B) Após o uso

Com o bico do irrigador ainda conectado, abra a tampa do reservatório pela tampa superior e jogue fora a água remanescente. Ligue o aparelho por alguns segundos para drenar a água remanescente na bomba, no reservatório ou no bico. Recomendamos este procedimento após cada utilização para evitar a proliferação de bactérias.

4. DETALHES DO PRODUTO



5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 28,4 x 5,5 x 4,6 cm

Alimentação: 2 pilhas alcalinas AA

Peso: 0,300 kg

Garantia: 1 ano

6. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

contato@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688